

Penicillin-Streptomycin

青霉素-链霉素 (100X), 液体

货号: Cat.No: C125C5 Size: 125ml

产品介绍

青霉素-链霉素 (100X), 含有青霉素 10,000units/ml, 链霉素 10,000 ug/ml, 本品经过滤除菌, 可以直接用于细胞培养, 有效防止细菌对细胞的污染。

操作步骤

使用时按照 1:100 比例稀释倍数加入到细胞培养基中。

保存条件

-20℃ 保存, 冰袋运输, 至少 1 年有效;